

# SprintRay Surgical Guide 3

## Instrucciones de uso

### Indicaciones de uso

SprintRay Surgical Guide 3 es una resina polimerizable fotocurable destinada a la fabricación de guías quirúrgicas. Este material es una alternativa al material tradicional para guías quirúrgicas.

### Contraindicaciones

SprintRay Surgical Guide 3 está contraindicada cuando:

- se sabe que un paciente es alérgico a alguno de los ingredientes
- existe contacto intraoral directo con resina que no está completamente curada
- se utiliza para un fin distinto al de sus indicaciones de uso

### Descripción del producto

SprintRay Surgical Guide 3 es una alternativa al material tradicional de fabricación de guías quirúrgicas que está destinada exclusivamente a trabajos odontológicos profesionales.

### Parámetros de impresión y hardware

Estas especificaciones del producto se han validado con los siguientes productos de fabricación. Los productos o procesos no especificados en este documento estarán fuera de las especificaciones del producto.

- Archivo CAD:** archivo de diseño asistido por ordenador (CAD, por sus siglas en inglés) del producto de tratamiento en formato de archivo STL
  - Grosor mínimo de 1,0 mm
- Impresora:** impresora SprintRay Pro o Pro S DLP 3D
  - Resolución XY de 55 o 95 micras
- Software:** RayWare Desktop o RayWare Cloud
  - Importación de archivos STL
  - Orientación manual/automática
- Parámetros de impresión**
  - Superficie calcográfica orientada hacia el exterior de la plataforma de impresión
  - Grosor de capa de 100 micras
  - Estructuras de soporte predeterminadas
- Dispositivo de lavado:** SprintRay ProWash S o SprintRay Pro Wash/Dry (recomendado)
  - Isopropanol al 91 % o superior
  - Ciclo de lavado preprogramado estándar

- f. **Dispositivo de curado:** SprintRay ProCure 2 o ProCure
- i. Utilice los tiempos de curado recomendados por el fabricante

---

## Advertencia y precauciones

La resina SprintRay Surgical Guide 3 no es tóxica en su forma procesada y curada, y está clasificada como material biocompatible. En su forma no curada, Surgical Guide 3 está clasificada como sensibilizante. Al lavar con un disolvente o esmerilar el producto, hágalo en un área bien ventilada, con un equipo protector adecuado.

- **Contacto con la piel:** puede provocar irritación cutánea. Si resina sin procesar entra en contacto con la piel, lave abundantemente con agua y jabón. Puede causar una reacción cutánea alérgica. Si se produce sensibilización cutánea, deje de utilizar el producto. Si la dermatitis u otros síntomas persisten, obtenga asistencia médica.
- **Inhalación:** una concentración elevada de vapor puede causar dolor de cabeza o irritación de los ojos y del aparato respiratorio. Si se ve expuesto a una elevada concentración de vapor o nebulización, trasládese a un lugar con aire fresco. Utilice oxígeno o respiración artificial en caso necesario.
- **Contacto con los ojos:** lave abundantemente con agua y jabón la zona que haya entrado en contacto.
- **Ingesta:** póngase en contacto de inmediato con su centro regional de toxicología.

---

## Conservación

- Reutilización del material: se puede reutilizar la resina que quede en el depósito de resina. Puede utilizar un filtro para asegurarse de que la resina no contenga partículas curadas, para evitar fallos de impresión. El material que quede en el depósito se puede volver a verter en el frasco de resina después de filtrarlo. Este proceso se puede repetir hasta que se haya consumido por completo el material del frasco. Tenga en cuenta que, en caso de reutilización, la resina se debe filtrar y volver a verter en el mismo frasco.
- Conserve Surgical Guide 3 a 15-25° C (60-77° F) y evite la luz solar directa.
- Mantenga el frasco cerrado y la tapa del depósito colocada de forma segura cuando no estén en uso.
- Antes de eliminar el producto, polimerícelo por completo.
- No utilice Surgical Guide 3 después de la fecha de vencimiento impresa en el frasco.



No utilice resina caducada; la biocompatibilidad y la estabilidad de la impresión pueden verse comprometidas si los fotoiniciadores caducados no se activan como corresponde.

## Fabricación del dispositivo

### Diseño

Un servicio de diseño odontológico o un software CAD odontológico diseña el producto en un formato de archivo STL con los datos anatómicos digitales del paciente. Este archivo STL se suministra al profesional clínico para la fabricación.

### Impresión en 3D

Inicie sesión en RayWare Cloud y seleccione el tipo de aparato; el algoritmo orientará y añadirá soportes automáticamente. Seleccione el material SprintRay Surgical Guide 3 y utilice un grosor de capa de 100 micras. Ponga a la cola la tarea en su impresora.

Agite el frasco de resina enérgicamente durante un minuto, luego vierta el contenido en el depósito de resina hasta, al menos, la línea de llenado mínimo. En la pantalla táctil de la impresora, navegue hasta la cola de impresión. Inicie el trabajo de impresión.

### Retirada de la pieza y los soportes

Tras la impresión del dispositivo, retírelo de la plataforma de impresión con la herramienta de extracción de piezas impresas suministrada. Retire todos los soportes con una fresa de enrasar o un disco de diamante redondo. Corte lo más cerca posible del dispositivo para minimizar el procedimiento de alisado y acabado.

### Lavado y secado

Utilice IPA  $\geq 91$  % para lavar el dispositivo, utilizando SprintRay ProWash S o SprintRay Pro Wash/Dry:

- Ciclo de lavado estándar

Seque la pieza por completo.

### Poscurado

Utilice uno de los siguientes equipos de poscurado de SprintRay para curar el dispositivo y seleccione el perfil preprogramado de Surgical Guide 3:

- ProCure 2
- ProCure (20 min- 50° C)

La guía impresa puede presentar un color amarillento tras el curado posterior. Se volverá transparente durante la esterilización.

### Acabado

Utilice discos Scotch-Brite/discos abrasivos con una pieza de mano de laboratorio para alisar la superficie.

---

## Pulido y desinfección

Utilice piedra pómez y un disco de muselina para eliminar arañazos leves de la superficie del aparato, luego utilice un compuesto de pulido y un disco de muselina para pulir. Lave y limpie el dispositivo con un cepillo, agua tibia y jabón.

---

## Sterilization

Inserte los manguitos de la guía quirúrgica en los orificios de perforación y esterilícelos en autoclave durante 5 minutos a 134° C.

---

## Ayuda y asistencia adicionales

Estamos a su disposición para ayudarlo a lo largo de todo el período de implementación de su nueva tecnología. Nuestros expertos técnicos de asistencia están disponibles de lunes a viernes de 6:00 a 17:00 hora del Pacífico de EE. UU. en el 800-914-8004.

---

## Información de contacto

Para obtener asistencia con el producto, consulte la información de ayuda en:

<https://sprintray.com/digital-dentistry/>

Para informar de problemas con el producto, póngase en contacto con SprintRay en:

<https://support.sprintray.com/hc/en-us/requests/new>

Teléfono: 1-800-914-8004



## Información del fabricante

SprintRay Inc.

2710 Media Center Dr., Suite #100A

Los Ángeles, CA 90065, EE. UU.